

microlet.
 Coloured Lancets • Farbige Lanzetten • Χρωματιστά Βελόνια
 • Lancettes colorées • Gekleurde lancetten

WARNING: Keep out of reach of children. This package contains small parts that can be easily swallowed. Use only as directed. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αυτή η συσκευασία περιέχει μικρά ελαστικά μέρη που θα μπορούσαν να καταβυθιστούν εύκολα σε περίπτωση που γίνουν καταπονημένα. Χρησιμοποιήστε μόνο ως υποδείχθηκε. **WAARSCHUWING:** Buiten het bereik van kinderen houden. Deze verpakking bevat kleine onderdelen die gemakkelijk kunnen worden verslutteld. Gebruik alleen als aangegeven.

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.
 • Alle Rechte vorbehalten. • Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
 • Tous droits réservés. • Alle rechten voorbehouden.
 Made in Poland. • Hergestellt in Polen. • Κατασκευάστηκε στην Πολωνία.
 • Fabriqué en Pologne. • Gefabriceerd in Polen.

Intended Use: The Microlet® lancet is a single-use sterile device intended for drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The lancet is not intended for neonatal use. **Verwendungs-zweck:** Die Microlet® Lanzette ist ein steriles Produkt für den Einmalgebrauch, das für die Entnahme einer Kapillärblutprobe zur Blutzuckerbestimmung bei Erwachsenen oder Kindern vorgesehen ist. Die Lanzette ist nicht zur Verwendung bei Neugeborenen vorgesehen. **Προοριζόμενη χρήση:** Η βελόνα Microlet® είναι μια αποστειρωμένη συσκευή μιας χρήσης, η οποία προορίζεται για τη λήψη δειγμάτων τριχοειδικού αίματος από ενήλικα ή ανήλικα άτομα για παρακολούθηση της γλυκόζης. Η βελόνα δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά. **Utilisation prévue:** Les lancettes Microlet® sont des dispositifs stériles à usage unique conçus pour prélever un échantillon de sang capillaire chez l'adulte ou l'enfant, dans le cadre d'une surveillance de la glycémie. Les lancettes ne sont pas indiquées pour une utilisation chez le nouveau-né. **Bedoeld gebruik:** Het Microlet®-lancet is een steriel apparaat voor eenmalig gebruik dat is bestemd voor het afnemen van een capillair bloedmonster bij volwassenen en kinderen voor glucosemonitoring. Het lancet is niet bestemd voor gebruik bij pasgeborenen.

Instructions / Anweisungen / Οδηγίες / Instructions / Instrucciones:
 Refer to the instructions provided with your lancing device to perform fingertip testing and for additional safety and performance information.
 • Anweisungen zur Blutentnahme aus der Fingerbeere sowie weitere Informationen zur Sicherheit und Leistung entnehmen Sie bitte der mit Ihrer Stechhilfe gelieferten Anleitung.
 • Αναγνώστε τις οδηγίες του μηχανήματος μαζί με τη συσκευή τρυπήματος για να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση στο νυκτιδικό, αλλά και για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας και απόδοσης.
 • Consulter le notice fournie avec l'appareil pour obtenir des instructions relatives à la réalisation d'un test au bout du doigt et pour en apprendre plus sur la sécurité et les performances.
 • Raadpleeg de instructies van uw prikapparaat voor vingertjestellen en voor aanvullende informatie over veiligheid en prestaties.

STERILE! REF 82224638

Lancet remains sterile until protective cap is removed. Do not use if damaged or opened unintentionally. Dispose always as medical waste. • Die Lanzette bleibt steril, bis die Schutzkappe abgenommen wird. Nicht verwenden, wenn die Lanzette beschädigt ist oder unbeabsichtigt geöffnet wurde. Immer als medizinischen Abfall entsorgen.
 • Η βελόνα παραμένει αποστειρωμένη έως ότου αφαιρεθεί το προστατευτικό καπάκι. Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχει καταστραφεί ή ανοίξει ακούσια. Απορρίψτε πάντα ως ιατρικό απόβλητο. • La lancette reste stérile jusqu'à ce que le capotun protecteur soit retiré. Ne pas utiliser la lancette si elle est endommagée ni en cas d'ouverture involontaire. Toujours éliminer les lancettes usagées comme tout déchet médical. • Het lancet blijft steriel tot het beschermingsdeksel wordt verwijderd. Niet gebruiken als het lancet beschadigd of onbedoeld geopend is. Goet altijd weg als medisch afval.

Microlet.
 Coloured Lancets • Farbige Lanzetten • Χρωματιστά Βελόνια • Lancettes colorées • Gekleurde lancetten

Simple, Smooth Testing • Einfach sanfte Blutgewinnung • Ευκολή, ανώδυνη διάτρηση • Test facile • Eenvoudig en Wat testen

100
 EN Silicone-Coated Lancets
 DE Silikonbeschichtete Lanzetten
 EL Βελόνες επικαλυμμένες με σιλίκον
 FR Lancettes siliconées
 NL Lancetten met siliconecoating

Use with the Microlet® family of lancing devices. • Mit Stechhilfen der Microlet® Familie verwenden. • Για χρήση με τη σειρά συσκευών τρυπήματος Microlet®. • À utiliser avec les autoriqueurs de la gamme Microlet®. • Te gebruiken met de prikapparaten uit de Microlet®-familie.

www.diabetes.ascensia.com

UKRP (UK Responsible Person): Ascensia Diabetes Care UK Ltd, Ascensia House, Albert Road, Newbury, Berkshire RG14 1DL, UK. Ascensia Diabetes Support (0145 800 610) - UK, 1 800 920 111 - IE. Import und Vertrieb durch: Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH, 51355 Leverkusen, Deutschland. Ascensia Diabetes Service, Telefon: 0800 726180 (kostenfrei), E-Mail: info@ascensia.de.

Εισαγωγή και διανομή από: Ascensia Diabetes Care Ελλάς, Μονοπόρουμ ΑΕ, Αρσίου Βουλγαριένης 114, 165 74 - Γλυφάδα, Αττική, Ελλάδα. +30 214 1000 900 (ΚΩΤΗΡΑΚΟ) diabetescare@ascensia.com

Geïmporteerd en gedistribueerd door: Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V., Vermogenweg 107, 3841 SN Nijmegen, Nederland. Tel: 0800 235 22 937, info@diabetes.ascensia.nl

Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland.
 Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., Via Varesina, 162, 20156 Milano, Italy.

MD, I, UK, CE, 0086, 2797

90011257 6547R Rev. 03/23

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care“-Logo und Microlet sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • To Ascensia, to logo Ascensia Diabetes Care va to Microlet ova tuzgovna oztuma i/iva tuzgovna oztuma kompanija Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Microlet sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo en Microlet zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

If a serious incident has occurred during the use of this device or as a result of its use, please report it to the manufacturer and/or its authorized representative and to your national authority. • Wenn es während oder infolge des Gebrauchs dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Aufsichtsbehörde. • Εάν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της χρήσης της εν λόγω συσκευής ή ως συνέπεια της χρήσης της, θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και στην εθνική σας αρχή. • Si un incident grave survient lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, veuillez le signaler au fabricant et/ou à son représentant légal et aux autorités de votre pays. • Als zich een ernstig incident voordoet tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik, meld een dergelijk incident dan bij de fabrikant en/of een gemachtigde vertegenwoordiger hiervan en de nationale autoriteit.

Art.-Nr. 82224638

PZN-06691181

5 016003 654701